

H. Frenkel, B. Auerbach
Wechseloperation bei Hüftgelenktotalendoprothesen – Gegenüberstellung zementierter/zementfreier Schaft 171

J. Primbs, R. Dobler
Mittelfristige Untersuchungsergebnisse der zementfreien Opticontact-Geradschaftendoprothese 173

Osteonekrose

L. Perlick, C. Perlick, T. Walny
Die beidseitige Hüftkopf- und Oberarmkopfn nekrose nach kurzfristiger, hochdosierter Kortisontherapie 177

Postoperative Analgesie

G. Köhler, E. Renner
Zur postoperativen Analgesie mit nichtsteroidalen Entzündungshemmern (NSAID) 181

Buchbesprechungen 151, 159, 172, 184

Mitteilungen der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden e. V. 186

Preisverleihung 187

Tagungen, die den Orthopäden interessieren 188

Kurse 190

Aus der Industrie – für unsere Leser 192


iposOrthetik

Beinlängenausgleich

nach Dr. Runzheimer • aus 100% additionsvernetztem ipocon®

Standard


Positionsnummer 08.03.06.1002



- Beinlängendifferenzen
- Perite-nonitis achillae
- Arthrosen im Sprunggelenkbereich mit eingeschränkter Dorsalextensionsfähigkeit
- statisch bedingte Wirbelsäulen- und Hüftgelenksbeschwerden.
- in 3, 5, 8, 10 mm erhältlich

Standard mit Haftklette

Positionsnummer 08.03.06.1003



- Anwendungsbereich und Lieferumfang wie Beinlängenausgleich Standard
- Eine unterseitig einvulkanisierte Haftklette sichert die optimale Position im Schuh

Pronation/Supination

Positionsnummer 08.03.06.1004



- Varus- oder Valgusfehlstellungen der Ferse
- Beinachsenabweichungen wie Genu varum und valgum, Crus varum und valgum,
- mediale bzw. laterale Anhebung des Rückfußes bei Bandlaxitäten nach operativ behandelten kapsel-, Bandverletzungen des OSG.
- Verminderung einer Distorsionsneigung
- in 5, 8, 10 mm erhältlich

Variabel

Positionsnummer 08.03.06.1005



- Nach operativ oder konservativ versorgter Achillessehnenruptur oder -teiltraktur
- funktionelle Beinverkürzung
- Muskelzerrungen und Faserrissen der Wade oder des Sehnenspiegels
- Der Beinlängenausgleich variabel ist in 3 Stufen mit jeweils 5 mm Dicke aufgebaut. Diese Stufen sind mittels Haftkletten verbunden und können bei fortschreitendem Heilungsprozess sukzessive abgebaut werden.

ipos® ORTHOPADIE INDUSTRIELL

Postfach 1845 · D-21308 Lüneburg · Telefon D-(04131) 810 31 · Fax D-(04131) 1 84 72