



## INHALT

In Würzburg trafen sich Vertreter aus Universitäten und Industrie und diskutierten über aktuelle Entwicklungen bei „Kopplungstechniken und schneller Chromatographie“. Seite 36

### LIQUID HANDLING

Filtrationszeiten um 50 Prozent reduzieren 50

M. SAWATZKI

### PROZESSANALYTIK

Atline-Analysensystem überwacht komplette Prozesskette 56

F. PORTALA, A. STEINBACH, F. MÜLLER, M. FEIGE, G. KIRNER

### SPEKTROSKOPIE & PHOTOMETRIE

Swab-Test von E.coli-Zellen 58

B. GIERSEWSKI, U. SERVOS

### MARKTÜBERSICHT IMAGING-SOFTWARE


Mehr vom Bild darstellen 62

Firmenübersicht Imaging-Software 20

#### Spektralphotometer

spectroFlex Serie

- Systematische und spektrale Analytik
- USB-Schnittstelle
- AQS für jeden Anspruch



Perfektion zeigt sich im Detail

Die neuen LAUDA Aqualine Wasserbäder

Wer Perfektion will, muss besonders auf die Details achten. Wie unsere Entwickler bei den LAUDA Aqualine Wasserbädern. Die spezielle Form des integrierten Edelstahl-Badgefäßes verhindert das Herabströten von Kondenswasser. Die Badgefäßelemente werden zurückgesetzt und sind damit vor Nassschäden geschützt. Die Aqualine des Typs 1000 mit integriertem Übertemperaturschutz ermöglicht den sicheren Dauerbetrieb. Und die unter dem Badgefäß angebrachten Heizspiralen sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

LAUDA Aqualine – die unterschiedlichen Wasserbäder für jeden