

innovativ · zuverlässig · international

DÜPERTHAL®

CLASSIC line



LABORAUSSTATTUNG

Temperieren mit Genauigkeit 56

CHROMATOGRAPHIE

Aroma-Profilung mittels Headspace-Technik 60

G. DEUSSING

MIKROSKOPIE & BILDANALYSE

Partikelformbestimmung polymorpher Kristallformen 66

D. HUCK

LIQUID HANDLING

Bewertung von Kühlfallen 70

I. ABEYSENA, R. DARRINGTON

MARKTÜBERSICHT REAL-TIME-PCR

Im Echtzeitalter der Molekularbiologie 72

O. SPÖRKEL

Tabelle zur Marktübersicht 76



High Quality

- ✓ gehobene Ausführung
- ✓ Benutzerfreundlich
- ✓ Erhöhte Lebensdauer

High Quality!

DIN EN 14470-1

DIN EN 14727
LABORMÖBELNORM

*Die erste Adresse für
Titration*



NEU:
TitroLine
KF trace

www.schottinstruments.com

SICHERHEIT ohne Kompromisse!



l.com

01 Kleinostheim, Germany