



Lückenschluss an den oberen Inzisiven – noninvasiv gelöst

dental  
dialog

## Competence Fachbeiträge exklusiv für Abonnenten\*


### Technik

- Heiß oder kalt gepresst?** 68  
Einfaches, schnelles und dennoch sicheres  
Herstellungssystem für Total- und Teilprothesen  
Ztm. Armin Gebhart
- Kleiner Wunsch, große Wirkung** 74  
Lückenschluss an den oberen Inzisiven –  
noninvasiv gelöst  
Ztm. Christian Hancker

### Compendium

- (M)Ein Weg in der Implantatprothetik –** € 82  
Teil 15  
Ablaufprotokoll in der Implantatprothetik  
Ztm. Frank Bartsch

\* Sie möchten die auf dieser Seite aufgeführten Fachbeiträge lesen? Dann müssen Sie „dental dialogue“ unter [www.teamwork-bookshop.de](http://www.teamwork-bookshop.de) abonnieren! Der competence-Teil beinhaltet mehr Fachbeiträge und befindet sich nur in der Abonnement-Version



(M)Ein Weg in der Implantatprothetik

Seite 82