

Revolution beim Pipettieren


Picus

Die hochentwickelteste elektronische Pipette am Markt bietet Ihnen verbesserte Ergonomie, Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Pipettieren.

Biohit family



www.sartorius.com/picus



Qualität seiner Fette zu kontrollieren, nutzt ein Ölpro-
die Refraktometrie. Seite 56

lement

er Wasseranalyti-
minar – Wasserana-
Ruhrgebiet am 10.
September 2014.

SUPPLEMENT MWAS 2014

Wasseranalytik im Ruhrgebiet	2
Mülheimer Wasseranalytisches Seminar	
Spurensuche in der Tiefe	4
Large-Volume-Injection LC-MS/MS bei polaren PSM-Metaboliten	
Wasseranalyse mal anders	8
Messen mit den menschlichen Sinnesorganen	
Besser hinsehen	12
Perchlorat in Trink- und Badebeckenwasser	
Produktinformationen	15